






A0050301



SICHERHEIT & KOMFORT IM BAD
Assit'&Relax

Ridder Straße 1, D-56379 Singen (Hohentwiel)
Tel.: +49 (2604) 9541-0, Fax +49 (2604) 9541-50
Mail: info@ridder-online.de, www.ridder-online.de
RIDDER GmbH



EE Olulised kasutusjuhised!

Enne igakordset kasutamist tuleb kontrollida istme seatud körgust. Kõik neli jalga peavad toetuma pinnale.

Tagatud ohutu kasutamine kuni 150 kg. Mitte kasutada kui on katki!

Puhastus- ja hooldusjuhised:

1. Hooldamiseks kasutage üksnes standardseid, sellele tootele sobivaid pesuvahendeid.
2. Ärge kasutage abrasiivseid, agressiivseid või lahustit sisaldavaid pesuvahendeid.

CZ Důležitá upozornění!

Před každým použitím bezpodmínečně zkontrolujte stejnoměrné nastavení výšky. Nožky musí doléhat ve všech 4 opěrných bodech.

Testovaná bezpečnost do 150 kg. Nepoužívejte v případě poškození

Pokyny k čištění a ošetřování:

1. K ošetřování používejte výlučně běžné příslušné čisticí prostředky.
2. Nepoužívejte abrazivní, agresivní či rozpuštědla obsahující čisticí prostředky.

D Wichtige Hinweise!

Vor jedem Gebrauch unbedingt die gleichmäßige Positionierung der Höhenverstellung überprüfen. Die Füße müssen an allen 4 Auflagepunkten aufliegen.

Geprüfte Sicherheit bis 150 kg. Bei Beschädigung nicht mehr verwenden.

Reinigungs- u. Pflegehinweise:

1. Verwenden Sie zur Pflege ausschließlich handelsübliche produktgerechte Reinigungsmittel.
2. Keine scheuernden, aggressiven oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

DK Vigtigt!

Inden anvendelse skal man altid kontrollere, at højdejusteringen er positioneret ensartet. Fødderne skal hvile på alle 4 støttepunkter.

Sikkerhedsafprøvet op til 150 kg. Må ikke bruges i tilfælde af brækage

Rengørings- og plejeinstruks:

1. Der må kun anvendes almindelige rengøringsmidler, der er beregnet til disse produkter.
2. Der må ikke anvendes rengøringsmidler, som er skurende, aggressive eller indeholder oplosningsmidler.

E ¡Importante!

Compruebe siempre la posición del taburete antes de usarlo. Las patas tienen que estar bien posicionadas sobre sus cuatro puntos de apoyo.

Capacidad máxima de carga hasta 150 kg. En caso de daño no utilizar más

Indicaciones de limpieza y cuidado:

1. Para la limpieza utilice sólo productos específicos del mercado.
2. No utilice detergentes abrasivos o agresivos.

F Recommandations importantes!

Avant chaque utilisation, vérifier que la position de réglage en hauteur est correcte. Les pieds doivent reposer sur les quatre supports en même temps.

Sécurité garantie jusqu'à 150 kg. Ne pas utiliser en cas d'endommagement

Conseils de nettoyage et d'entretien:

1. Pour l'entretien, utiliser exclusivement des produits vendus dans le commerce et adaptés à cet usage.
2. Ne pas utiliser de produit de nettoyage abrasif, agressif ou à base de solvants.

FIN Tärkeitä ohjeita!

Tarkasta ennen käyttöä, että kaikki jalat ovat säädetty yhtä pitkiksi. Jokaisen jalan on koskettava alustaan. Turvallisuus testattu 150 kg asti. Älä käytä vahingoittunutta tuotetta

Puhdistus- ja hoito-ohjeita:

1. Käytä vain tavallisia, tuotteelle sopivia puhdistusaineita.
2. Älä käytä hankaavia, aggressiivisia tai liuottimia sisältäviä puhdistusaineita.

GB Important notes!

Before each use, ensure that the height adjustors are uniformly set. The feet must rest on all 4 points of support.

Safety-tested up to 150 kg. Do not use in case of damage

Cleaning and care instructions:

1. To care for the product, use only commercially available cleaning products that are suitable for the product.
2. Do not use any abrasive, corrosive or solvent-based cleaners.

GR Σημαντικές υποδείξεις!

Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε οπωσδήποτε την ομοιόμορφη τοποθέτηση του συστήματος ρύθμισης ύψους. Τα πόδια πρέπει να ακομητούν και στα 4 σημεία στήριξης.

Δοκιμασμένη ασφάλεια έως 150 kg. ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

Υποδείξεις καθαρισμού και φροντίδας:

1. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε αποκλειστικά συνηθισμένα καθαριστικά εμπορίου κατάλληλα για το προϊόν.
2. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά και επιθετικά καθαριστικά ή καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες.

H Fontos figyelmezhetetés!

Minden használat előtt feltétlenül ellenőrizze a magasság állítók azonos beállítását és hogy minden 4 láb biztonságos felületen álljon.

biztonsági tanúsítvány 150 kg-ig. A terméket esetleges károsodás után ne használja tovább

Tisztítási és ápolási útmutató:

1. Ápoláshoz kizárálag csak a terméknek megfelelő kereskedelemben kapható tisztítószereket használjon.
2. Kerülje a súroló, agresszív vagy oldószerekkel tartalmazó szerek használatát.

HR Važne napomene!

Prije svake upotrebe obavezno provjerite jesu li sve noge postavljene na jednaku visinu. Sve 4 noge moraju sigurno nalijegati na podlogu.

Ispitana sigurnost do 150 kg. Ha sérült, ne használja.

Upute za čišćenje i njegu:

1. Za njegu upotrebljavajte isključivo komercijalno dostupna sredstva predviđena za čišćenje ovoga proizvoda.
2. Ne upotrebljavajte nikakva abrazivna ili agresivna sredstva za čišćenje ni sredstva koja sadrže otapala.

I Attenzione!

Prima di ogni uso, è assolutamente necessario verificare che il dispositivo di regolazione verticale sia posizionato alla stessa altezza. I piedi devono poggiare sui 4 punti di appoggio.

Portata massima certificata: 150 kg. NON USARE IN CASO L'ARTICOLO SIA DANNEGGIATO

Istruzioni per la pulizia e la manutenzione:

1. Per la pulizia, utilizzare esclusivamente detergenti specifici in commercio.
2. Non utilizzare detergenti abrasivi, aggressivi o contenenti solventi.

N Viktige merknader!

Før hver bruk må jevn posisjonering av høydejusteringen kontrolleres nøye. Føttene må ligge mot alle 4 oppleggspunktene.

Sikkerhetstestet for inntil 150 kg. Om produktet er skadet må det ikke installeres.

NL Rengørings- og pleiemarknader:

1. Bruk utelukkende vanlig tilgjengelige rengøringsmidler som egner seg for produktet.
2. Ikke bruk skurende, aggressive eller løsemiddelholdende rengøringsmidler.

NL Let op!

Controleer vóór elk gebruik altijd of de hoogteverstelling gelijkmatig is afgesteld. De voeten moeten op alle 4 de steunpunten rusten.

Gecontroleerde zekerheid tot 150 kg. Bij beschadiging niet meer gebruiken

NL Reiniging en onderhoud:

1. Gebruik uitsluitend gangbare reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor het product.
2. Gebruik geen schurende, agressieve of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.

LT Naudojimo instrukcija!

Prieš kiekvieną naudojimą patirkinkite, ar kėdutes kojų aukštis vienodos. Visos keturios kojos turi būti tame pačiam aukštysteje užfiksuotos ir vienu metu tvirtai remtis į grindų paviršių.

Saugus naudojimas garantuoja iki 150 kg. Nenaudoti jeigu prekė pažeista!

LT Priežiūros instrukcija:

1. Valymui naudoti tik standartines ir tinkamas valymo priemones šiam gaminiui.
2. Nenaudoti valymui šiurkščią ir skiediklio dalelių turinčią priemonių.

RO Indicații importante!

Înaintea oricărui utilizări, verificați în orice caz ca dispozitivul de reglare al înăltimii să aibă o poziție uniformă. Picioarele trebuie să atingă podeaua cu toate cele 4 puncte de contact.

Siguranță verificată până la 150 kg.

RO Indicații privind curățirea și întreținerea:

1. Pentru întreținere, folosiți doar detergenti din comerț, adecvăți produsului.
2. Nu folosiți detergenti abrazivi, agresivi sau care conțin solventi.

RUS Важные указания для использования!

Перед каждым использованием необходимо проверить выставленную высоту сидения. Все 4 ножки должны опираться на поверхность.

Безопасное использование гарантировано до 150 кг. В случае повреждения не использовать

RUS Указания по чистке и уходу:

1. Для ухода используйте только стандартные, подходящие для этого изделия моющие средства.
2. Не используйте чистящие, агрессивные или содержащие растворитель моющие средства.

S Viktig information!

Kontrollera alltid att höjdjusteringen är jämnt positionerad förevarje användningstillfälle. Fötterna måste ligga an mot underlaget vid alla 4 stödpunkterna.

Säkerhetstestad för upp till 150 kg. Använd ej i händelse av skada

S Rengörings- och skötselanvisningar:

1. Vid rengöring, använd endast vanliga rengöringsmedel som är lämpliga för produkten.
2. Använd inga skurmedel, aggressiva rengöringsmedel eller rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

SLO Pomembni nasveti!

Pred vsako uporabo obvezno preverite, če je ogrodje nastavljeno v isti višini. Vse 4 noge morajo biti položene na stabilno in ravno površino.

Preverjena varnost do 150 kg. Ne uporabljajte, če na izdelku opazite poškodbo!

SLO Navodila za čiščenje in nego:

1. Za nego uporablajte izključno samo komercialna sredstva za čiščenje.
2. Ne uporablajte agresivnih čistilnih sredstev.

TR Önemli açıklamalar!

Her kullanım öncesinde mutlaka yükseklik ayarının düzgün olarak konumlanması gerekmektedir. Fötterna måste ligga an mot underlaget vid alla 4 stödpunkterna.

Her zaman oturma kilidinin doğru biçimde yerleştirildiğinden emin olun.

150 kg'a kadar kalitesi kanıtlanmış. Zedelendiği zaman lütfen kullanmayın.

TR Temizlik ve bakım talimatları:

1. Bakım için sadece piyasada satılan ürüne özgü temizlik maddeleri kullanınız.
2. Aşındırıcı, agresif veya çözücü madde içeren temizlik malzemeleri kullanmayın.